


Dino-Lite



























“Melihat dan Analisa lebih mudah dengan Dino-Lite”

Redefine the Microscope

Portable diciptakan dalam bentuk yang ringkas dan fleksibel
Practical digunakan dan didukung kecanggihan software DinoCapture
Handheld disain mudah digunakan dalam genggaman tangan
Versatile bermanfaat dalam berbagai aplikasi

Fitur Dino-Lite

Koneksi Interface	 USB (Computer)	 A/V (Television)	 D-SUB (PC Monitor)			
Resolusi	 VGA 640 x 480 pixels	 XGA 1024 x 768 pixels	 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 640 x 480 pixels	 5 MP 2592 x 1944 pixels 2048 x 1536 pixels 1600 x 1200 pixels 1280 x 960 pixels 640 x 480 pixels		
Pembesaran Magnification	 10~40x Pembesaran Minimum Rentang 10~40x (SERIES LWD) (Long Working Distance)	 10~90x Rentang 10~90x (SERIES LWD) (Long Working Distance)	 10~50x & 220x Pembesaran rendah, Sedang, dan tinggi Untuk berbagai aplikasi	 10~50x & 240x Pembesaran beragam Untuk berbagai aplikasi Dino-Lite Pro2 Series "AD"	 430~470x Pembesaran tinggi Untuk aplikasi lebih Detail 430~470x	 500 x Fixed Untuk mendapatkan Detail dengan Pembesaran tinggi
Jarak Kerja Working Distance	 Jarak Kerja Normal Zoom 10~100x	 Jarak Kerja yang tinggi sekitar 4-15cm product Code "L"	 Jarak Kerja yang dekat atau bersentuhan dengan objek sekitar 0-7mm Zoom (+100x)			
LED Lighting Options	 Standart White White w/ polarizer White w/ diffuser White w/ strobe	 Infrared 1(850nm) 12(940nm)	 Ultraviolet V (395nm) V2 (375nm)	 Special Fluorecent GBFW (480nm) YFGW (525nm) RFYW (575nm) GBFW (480nm)		
Caps	 Caps Caps yang dapat di lepas "AD" series	 Caps yang tidak dapat di lepas "AM" series	 Housing Body ABS Plastic	 Body Aluminium "M" series EDS (Electro static Discharge)		

INDUSTRIAL (Berbagai Industri, PCB&IC,Otomotif, Plastic, Kimia, Tekstile&Composite, Percetakan)

Product	Interface	Level	Resolution	Mag. Rate	Measurement & Calibration	T	Z	Price
AM2111	USB	Dino-Lite Basic	640x480 (VGA)	20x~50x,200x	-	-	-	*
AM3113T	USB	Dino-Lite Premier	640x480 (VGA)	20x~50x,200x	✓	✓	-	**
AM4113ZT	USB	Dino-Lite Premier	1.3MP	20x~200x	✓	✓	✓	***
AM7013MZT	USB	Dino-Lite Premier	5.0MP	20x~50x,200x	✓	✓	✓	*****

T= Microtouch

Z= Polarizer

MEDICAL (Laboratorium, Dermatologi kulit, Mata, Telinga, Gigi, THT, Pembuluh darah Arteri, Dokter Hewan)

Product	Interface	Resolution	Function	T	Z	Price
AMH-DUT	USB	1.3MP	Dentoscope	✓	-	****
AM4113EUT / AMHEUT	USB	1.3MP	Earscope	✓	-	****
AM4113-RUT	USB	1.3MP	Iriscope	✓	-	***
AM4113-N5UT	USB	1.3MP	Nailscope (500x)	✓	-	***
AM4113T5X	USB	1.3MP	Dermascope (500x)	✓	-	***
AM4115ZT	USB	1.3MP	Dermascope (500x)	✓	✓	****
AM4012P	TV	640x480 (VGA)	Dermascope (200x)	-	-	**
AM4012PZT	TV	640x480 (VGA)	Dermascope (200x)	✓	✓	***

T= Microtouch

Z= Polarizer

FORENSIC (Penegakan Hukum, General Forensik, Sidik Jari, analisa uang dan document)

Product	Interface	Resolution	Mag. Rate	Lighting	Measurement & Calibration	T	Price
AM413FIT	USB	1.3MP	20x~200x	Infrared 850nm	✓	✓	***
AM413FVT	USB	1.3MP	20x~200x	Ultraviolet 400nm	✓	✓	***
AM4113FVT	USB	1.3MP	20x~200x	Ultraviolet 400nm	✓	✓	***
AM4113TFVW	USB	1.3MP	20x~200x	Ultraviolet 400nm white	✓	✓	***
AD413TA-12V	USB	1.3MP	20x~200x	Ultraviolet 400nm & infrared 940nm	✓	✓	***

T= Microtouch

EDUCATIONAL/ACADEMIC (Pendidikan, Geologi, Mineralogi, Serangga, Tanaman, Biologi, Elektronik)

Product	Interface	Resolution	Mag. Rate	Lighting	Emission	Measurement & Calibration	T	Price
AM4113T-GFBW	USB	1.3MP	20x~200x	480nm/White	510nm	✓	✓	****
AM4113T-YFGW	USB	1.3MP	20x~200x	525nm/White	570nm	✓	✓	****
AM4113T-RFYW	USB	1.3MP	20x~200x	575nm/White	610nm	✓	✓	****
AM4113T-CFVW	USB	1.3MP	20x~200x	400nm/White	430nm	✓	✓	****
AM4113T4-GFBW	USB	1.3MP	20x~200x	620nm/White	650nm	✓	✓	****

T= Microtouch

Z= Polarizer

Product	Interface	Resolution	Mag. Rate	Measurement & Calibration	T	Z	Price
AM4012PZT	TV	640x480 (VGA)	20x~50x,200x	-	✓	✓	***
AD4113TL	USB	1.3MP	20x~200x	✓	✓	-	***
AM5116ZT	D-sub	1024x768 (XGA)	20x~50x,200x	-	✓	✓	****
AM4113ZT4	USB	1.3MP	430x~470x	✓	✓	✓	***

T= Microtouch

Z= Polarizer

JEWELRY/COLLECTIBLES (Perhiasan, Koin, Hobbies, Barang Antik)

Product	Interface	Resolution	Mag. Rate	Measurement & Calibration	T	Z	Special Function	Price
AM4515ZT	USB	1.3MP	20x~200x	-	✓	✓	AMR	****
AM4815ZT	USB	1.3MP	20x~200x	✓	✓	✓	EDOF & EDR	*****
AD4113ZT	USB	1.3MP	20x~50x,200x	✓	✓	✓	-	****
AD7013MZT	USB	5.0MP	20x~50x,200x	✓	✓	✓	-	*****

T= Microtouch

Z= Polarizer

Eyepiece Camera

Product	Interface	Resolution	Aperature Diameter	Price
AM423C	USB	1.3MP	C-Mount Camera	*
AM4023X	USB	1.3MP	23/30/30.5mm	**
AM23U	USB	1.3MP	Fits over any eyepiece up to 38mm in diameter	*
AM7023	USB	5.0MP	23mm	***
AM7023B	USB	5.0MP	30/30.5mm	***
AM422X	TV	640x480 (VGA)	23/30/30.5mm	*

 Untuk melihat Contoh Aplikasi di www.Dino-Lite.co.id

Contact Person :